


Кроличье Моноклональное Антитело Против Эстрогенового Рецептора Бета Для Wb, If/Icc, If-P, Elisa - Q92731

Артикул: CM0009389



введение

Кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого эстрогенового рецептора бета (ESR2), подходящее для WB, IF/ICC, IF-P и ELISA. Перекрестно реагирует с мышью и крысой. Идеально подходит для изучения гормональной сигнализации, биологии ядерных рецепторов и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Эстрогеновый рецептор бета, кроличье МАТ
Примечания/Псевдонимы	Erb; ESRB; ODG8; ESTRB; NR3A2; ER-BETA; ESR-BETA
Вид	Человек
ID гена (Человек)	2100
ID гена	2100
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-153 человеческого эстрогенового рецептора бета (NP_001428.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q92731
Молекулярный вес белка	59кДа/54кДа/35кДа/48кДа/42кДа
Доставка	Сумка со льдом