

Кроличья Моноклональная Антитела Против Etfa Для Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P13804

Артикул: CM0010918



введение

Кроличья моноклональная антитела против ETFA, подходит для WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Перекрестно реагирует с человеком, мышью, крысой. Нацелена на митохондриальный электронтранспортный флавопротеин, необходимый для окисления жирных кислот и связанный с глутарацидурией II типа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональная антитела кролика против ETFA
Примечания/Альтернативные названия	EMA; GA2; MADD
Вид	Человек
ID гена (человек)	2108
ID гена	2108
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот от 20 до 333 человеческого ETFA (NP_000117.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P13804
Молекулярная масса белка	35 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом