

Поликлональные Антитела Против Exoc3 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - O60645

Артикул: CM0027682

введение

Кроличы поликлональные антитела, направленные против человеческого EXOC3 (Sec6), компонента экзоцистного комплекса. Подходят для использования в Вестерн-блоттинге и ИФА в исследованиях экзоцитоза и клеточной биологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличы pAb к EXOC3
Примечания/Псевдоним	SEC6; Sec6p; SEC6L1; EXOC3
Вид	Человек
ID гена (Человек)	11336
ID гена	11336
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 396-745 человеческого EXOC3 (NP_009208.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блот, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O60645
Молекулярная масса белка	86 кДа
Доставка	Сумка-холодозащитный элемент