

Поликлональные Антитела Против Exosc1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9Y3B2

Артикул: CM0013809



введение

Кроличьи поликлональные антитела против EXOSC1 (Q9Y3B2) для Вестерн-блоттинга и ИФА обнаруживают компонент экзосомы CSL4 человека, некаталитическую субъединицу экзосомного комплекса РНК, участвующего в процессинге и деградации РНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	EXOSC1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	p13; CSL4; SKI4; Csl4p; PCH1F; Ski4p; CGI-108; EXOSC1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	51013
ID гена	51013
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-195 человеческого EXOSC1 (NP_057130.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9Y3B2
Молекулярный вес белка	21кДа
Доставка	Сумка со льдом