

Поликлональное Антитело Против Ezh1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q92800

Артикул: CM0028250



введение

Кроличье поликлональное антитело против EZH1, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА, детектирует EZH1 человека, мыши, крысы. Это антитело нацелено на гистон-лизин N-метилтрансферазу, критическую для репрессии транскрипции и поддержания эмбриональных стволовых клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против EZH1
Примечания/Альтернативные названия	KMT6B; EZH1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2145
GeneID	2145
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 160-280 белка EZH1 человека (NP_001982.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q92800
Молекулярная масса белка	85 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом