

Моноклональное Антитело Против Faah1 Для Вб, Иф/Ик, Ифа — 000519

Артикул: CM0012154

введение

Кроличье моноклональное антитело к FAAH1, валидированное для ВБ, ИФ/ИК, ИФА. Перекрестно реагирует с FAAH1 человека, мыши, крысы (63 кДа). Идеально подходит для исследований эндоканнабиноидной и липидной сигнализации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FAAH1, кроличье мкАт
Примечания/алиасы	PSAB; FAAH-1; FAAH1
Вид	Человек
ID гена (человек)	2166
ID гена	2166
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 480-579 человеческого FAAH1 (000519).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	000519
Молекулярная масса белка	63 кДа
Доставка	Холодильный пакет