


Поликлональное Кроличье Антитело Против Fak Для Вб, Игг-П, Иф/Икк, Ип, Ифа — Q05397

Артикул: CM0016968



введение

Кроличье поликлональное антитело к человеческому FAK (Q05397), валидированное для ВБ, ИГГ-П, ИФ/ИКК, ИП, ИФА. Перекрестно реагирует с белками человека, мыши и крысы. Подходит для исследований клеточной адгезии, миграции и онкологических процессов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано КД] FAK Rabbit pAb
Примечания/синонимы	FAK; FADK; FAK1; FRNK; FADK 1; PPP1R71; p125FAK; pp125FAK
Вид	Человек
GeneID (человек)	5747
GeneID	5747
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 734–834 человеческого FAK (NP_722560.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИГГ-П, ИФ/ИКК, ИП, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q05397
Молекулярная масса белка	119 кДа
Доставка	Холодильный пакет