

Поликлональные Антитела Против Fam13A Для Вб, Ифа - 094988

Артикул: CM0012948

введение

Кроличьи поликлональные антитела против FAM13A, валидированные для вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживают человеческий FAM13A — потенциальный ГТФаза-активирующий белок с предсказанной молекулярной массой 117 кДа. Идеально подходят для исследований альтернативного сплайсинга и фосфорилирования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FAM13A кроличьи поликлональные антитела
Примечания/Альтернативные названия	FAM13A1; ARHGAP48; FAM13A
Вид	Человек
ID гена (человек)	10144
ID гена	10144
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	094988
Молекулярная масса белка	117 кДа
Доставка	Холодильный пакет