

Кроличыи Поликлональные Антитела (Pab) К Fam3D Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q96Bq1

Артикул: CM0022955

введение

Кроличыи поликлональные антитела к белку FAM3D (EF7/OIT1) человека для вестерн-блоттинга, иммуногистохимии, иммунофлуоресценции и ИФА. Валидированы на образцах человека, мыши и крысы. Прогнозируемая молекулярная масса 25 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи pAb к FAM3D
Примечания/Синонимы	EF7; OIT1; FAM3D
Вид	Человек
ID гена (человек)	131177
ID гена	131177
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q96BQ1
Молекулярная масса белка	25 кДа
Транспортировка	Ледяной пакет