

Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Fam98A Для Wb, IHC-P, Elisa — Q8Nca5

Артикул: CM0022204

введение

Поликлональное кроличье антитело, нацеленное на человеческий FAM98A, валидированное для WB, IHC-P и ELISA. Реагирует с образцами человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения индуцированного PRMT1 метилирования аргинина и гомеостаза скелета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к FAM98A
Примечания/синоним	FAM98A
Вид	Человек
GeneID (человек)	25940
GeneID	25940
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-220 человеческого FAM98A (NP_056290.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q8NCA5
Молекулярная масса белка	55 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом