


Поликлональное Антитело Anti-Fancc Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — Q00597

Артикул: CM0021047



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против FANCC, валидированное для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Выявляет белок FANCC человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований репарации повреждений ДНК и анемии Фанкони.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против FANCC
Примечания/синонимы	FA3; FAC; FACC; FANCC
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	2176
Идентификатор гена	2176
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 340–558 человеческого FANCC (NP_000127.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q00597
Молекулярная масса белка	63 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом