

Моноклональное Антитело Против Fatp4/Slc27A4 Для Вб, Ифа — Q6P1M0

Артикул: CM0007279

введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело против FATP4/SLC27A4, валидированное для вестерн-блоттинга и ИФА, детектирует FATP4 человека и мыши — длинноцепочечный переносчик жирных кислот и ацил-КоА-лигазу, участвующую в метаболизме липидов. Подходит для исследований транспорта жирных кислот, метаболизма и функции кожного барьера.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FATP4/SLC27A4 Кроличье мАт
Примечания/Синонимы	IPS; FATP4; ACSVL4; FATP4/SLC27A4
Вид	Человек
ID гена (человек)	10999
ID гена	10999
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 43-237 белка FATP4/SLC27A4 человека (NP_005085.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q6P1M0
Молекулярная масса белка	72 кДа
Доставка	Холодильный пакет