

Поликлональные Антитела Против Fbxl5 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - Q9Uka1

Артикул: CM0029812



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела, направленные против FBXL5 (белок 5, содержащий F-box и повторы LRR). Валидированы для WB и ELISA, с перекрестной реактивностью к человеческим, мышинным и крысиным белкам. Подходят для исследований гомеостаза железа, убиквитин-протеасомной системы и реакции на повреждение ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FBXL5 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	FBL4; FBL5; FLR1; FBXL5
Вид	Человек
GeneID (Человек)	26234
GeneID	26234
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-310 человеческого FBXL5 (NP_036293.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9UKA1
Молекулярный вес белка	79кДа
Доставка	С ледяным пакетом