

Поликлональные Антитела Кролика Против Fbxo21 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Ифа — O94952

Артикул: CM0020006

введение

Высококачественные поликлональные антитела кролика против FBXO21, валидированные для WB, IHC-P, IF/ICC, ИФА. Реагируют с FBXO21 человека, мыши и крысы. Идеально подходят для исследований убиквитинирования и деградации белков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональные антитела кролика против FBXO21
Примечания/Синонимы	FBX21; FBXO21
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	23014
Идентификатор гена	23014
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 440-621 человеческого FBXO21 (NP_055817.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	O94952
Молекулярная масса белка	72 кДа
Доставка	С пакетом сухого льда