

Кроличья Поликлональная Антитело Против Fbxo4 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - Q9Ukt5

Артикул: CM0028171



введение

Кроличья поликлональное антитело против FBXO4, подходящее для WB и ELISA, обнаруживает человеческий и мышинный FBXO4. Антитело нацелено на белок 4, содержащий только F-box (F-box only protein 4), субъединицу распознавания субстрата E3 убиквитин-лигазы SCF, полезно для изучения убиквитин-зависимой деградации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FBXO4 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	FBX4; FBXO4
Вид	Человек
GeneID (Человек)	26272
GeneID	26272
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 138-387 человеческого FBXO4 (NP_036308.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9UKT5
Молекулярный вес белка	44кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент