

Кроличья Поликлональная Антитело Против Fcgr2B Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф На Парафиновых Срезах (If-P), Ифа - P31994

Артикул: CM0016422



введение

Кроличья поликлональная антитело, направленное против человеческого FCGR2B (CD32), валидированное для WB, IF-P и ИФА. Обнаруживает человеческий, мышиный и крысиный белки. Необходимо для изучения регуляции иммунитета, опосредованной FcγRIIb, и механизмов аутоиммунных заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FCGR2B кролика pAb
Примечания/Псевдонимы	CD32; FCG2; CD32B; FCGR2; IGFR2; FCGR2C; FcGRIIB; FcRII-c; FcγgammaRIIb; FCGR2B
Вид	Человек
GeneID (человек)	2213
GeneID	2213
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 43-217 человеческого FCGR2B (NP_003992.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P31994
Молекулярный вес белка	34кДа
Доставка	С ледяным пакетом