


Кроличья Поликлональная Антитело Против Fcrl5 Для Вб, Ифа - Q96Rd9

Артикул: CM0014698



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, направленное против человеческого FCRL5 (FcRH5, CD307), валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Идеально подходит для исследований развития В-клеток, лимфомы и иммунного ответа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FCRL5 кроличье пА
Примечания/Синонимы	CD307; FCRH5; IRTA2; BXMAS1; CD307e; PRO820; FCRL5
Вид	Человек
ID гена (человек)	83416
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 16-190 человеческого FCRL5 (NP_001182317.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q96RD9
Молекулярная масса белка	106 кДа
Доставка	Холодильный пакет