

Кроличье Поликлональное Антитело Против Fermt2 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - Q96Ac1

Артикул: CM0025654



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого FERMT2 (Kindlin-2, MIG-2). Валидировано для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФА. Реагирует с белками человека, мыши, крысы. Подходит для изучения интегрин-опосредованной передачи сигналов, фокальных адгезий и пути Wnt.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело против FERMT2 (pAb)
Примечания / Альтернативные названия	MIG2; KIND2; mig-2; UNC112; PLEKHC1; UNC112B; FERMT2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	10979
GeneID	10979
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 380-550 человеческого FERMT2 (NP_006823.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммуногистохимия в парафиновых срезах (IHC-P), иммуноферментный анализ (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS-PROT	Q96AC1
Молекулярная масса белка	78 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом