

Поликлональные Антитела К Фетуину A/Ahsg Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P02765

Артикул: CM0019190

введение

Кроличьи поликлональные антитела, специфичные к человеческому Фетуину A/AHSG, для Вестерн-блоттинга и ИФА. Идеально подходят для исследований гомеостаза минерализации костей, эндоцитоза и воспаления. - P02765

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фетуин A/AHSG Кроличьи pAb
Примечания/Псевдоним	AHS; A2HS; HSGA; APMR1; FETUA; Фетуин A/AHSG
Вид	Человек
ID гена (Человек)	197
ID гена	197
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 19-300 человеческого Фетуина A/AHSG (NP_001613.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P02765
Молекулярный вес белка	39 кДа
Доставка	С ледяным пакетом