

Анти-Ffar4 Кроличий Поликлональный Антитело Для Wb, Elisa - Q5Nul3

Артикул: CM0020270



введение

Кроличий поликлональный антитело (pAb) против FFAR4 обнаруживает человеческий, мышинный и крысиный FFAR4 (GPR120) в WB и ELISA. Идеально подходит для исследований метаболизма, воспаления и адипогенеза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличий pAb против FFAR4
Примечания/Псевдонимы	GT01; PGR4; OB10Q; BMIQ10; GPR120; GPR129; O3FAR1; FFAR4
Вид	Человек
ID гена (Человек)	338557
ID гена	338557
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 333-377 человеческого FFAR4 (NP_859529.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q5NUL3
Молекулярный вес белка	40кДа
Доставка	Сумка со льдом