

Поликлональное Антитело К Фибронектину Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — P02751

Артикул: CM0018902



введение

Поликлональное антитело против фибронектина человека (FN1), валидированное для вестерн-блоттинга, ИHC-P, IF/ICC и ELISA. Реагирует с антигенами человека, мыши и крысы. Подходит для исследований клеточной адгезии и внеклеточного матрикса.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к фибронектину
Примечания/синонимы	FN; CIG; FNZ; MSF; ED-B; FINC; GFND; LETS; GFND2; SMDCF; Фибронектин
Вид	Человек
GeneID (человек)	2335
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P02751
Молекулярная масса белка	272 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом