

Кроличье Моноклональное Антитело Anti-Filaggrin (Flg) Для Wb, Elisa — P20930

Артикул: CM0006174



введение

Кроличье моноклональное антитело, направленное против филаггрина человека (FLG), с перекрёстной реактивностью к мыши и крысе. Подходит для применения в WB и ELISA. Поддерживает исследования эпидермальной дифференцировки, ихтиоза и нарушений кератинизации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье МАТ к FLG
Примечания/синонимы	FLG1; ATOD2; FLG-1; FLG
Вид	Человек
GeneID (человек)	2312
GeneID	2312
Иммуноген	Рекомбинантный белок, соответствующий аминокислотам 1–92 FLG человека (NP_002007.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Мышь, крыса
SWISS	P20930
Молекулярная масса белка	435 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом