

Анти-Fkbp12 Кроличий Моноклональный Антитело Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P62942

Артикул: CM0003046



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против человеческого FKBP12, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Специфично для человека, мыши, крысы. Идеально подходит для изучения сигнального пути TGF-бета, сворачивания белков и рианодиновых рецепторов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FKBP12 кроличье мАт
Примечания/Псевдоним	FKBP1; PKC12; PKC12; FKBP12; PPIASE; FKBP-12; FKBP-1A
Вид	Человек
ID гена (Человек)	2280
ID гена	2280
Иммуноген	Синтетический пептид в пределах аминокислот 29-108 человеческого FKBP12 (P62942)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P62942
Молекулярный вес белка	12кДа
Доставка	Сумка со льдом