

Кроличье Моноклональное Антитело К Fn1 Для Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P02751

Артикул: CM0012185



введение

Высокоаффинное кроличье моноклональное антитело к фибронектину человека (FN1). Валидировано для методов WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Фибронектин — ключевой гликопротеин внеклеточного матрикса, регулирующий адгезию, миграцию клеток и заживление ран. Идеально подходит для диагностических и биомедицинских исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к FN1
Примечания/Синонимы	FN; CIG; FNZ; MSF; ED-B; FINC; GFND; LETS; GFND2; SMDCF
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2335
GeneID	2335
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 2205-2477 фибронектина человека (NP_997647.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P02751
Молекулярная масса	72 кДа/74 кДа/221-272 кДа
Транспортировка	Ледяной пакет