


Кроличья Моноклональная Антитело К Fos B Для Wb, Ihc-P, Elisa — P53539

Артикул: CM0007703



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело к Fos B, валидированное для Вестерн-блоттинга, ИHC-P и ELISA. Распознает человеческий Fos B (фактор транскрипции AP-1) с молекулярной массой 36 кДа. Идеально подходит для исследований транскрипционной регуляции, биологии Т-клеток и нейробиологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья моноклональная антитело к Fos B
Примечания/Алиасы	AP-1; G0S3; GOS3; GOSB; Fos B
Вид	Человек
GeneID (человек)	2354
GeneID	2354
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 человеческого Fos B (NP_006723.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P53539
Молекулярная масса белка	36 кДа
Доставка	Холодильный пакет