

Поликлональные Антитела К Fosl2 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P15408

Артикул: CM0030213

введение

Кроличьи поликлональные антитела к белку FOSL2 (FRA2) человека, валидированные для методов WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Реагируют с образцами человека и крысы. Подходят для изучения регуляции транскрипции и биологии остеокластов. - P15408

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи поликлональные антитела к FOSL2
Примечание/Синонимы	FRA2; FOSL2
Вид	Человек
GeneID (человек)	2355
GeneID	2355
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 187-326 FOSL2 человека (NP_005244.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, крыса
SWISS	P15408
Молекулярная масса белка	35 кДа
Условия транспортировки	Хладоэлемент (лед)