

Поликлональное Антитело Против Foxi1 Для Вб, Ифа — Q12951

Артикул: CM0020245

введение

Поликлональное антитело, направленное против FOXI1 — транскрипционного фактора семейства фоккхед, необходимого для развития внутреннего уха и почек. Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА в пробах человека, мыши и крысы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FOXI1 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	HFH3, FKH10, HFH-3, FKHL10, FREAC6, FREAC-6, FOXI1
Вид	Человек
ID гена (человек)	2299
ID гена	2299
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 человеческого FOXI1 (NP_036320.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q12951
Молекулярная масса белка	41 кДа
Доставка	Холодовая упаковка