

Моноклональное Антитело Против Foxp3 Для Wb, Ip, Elisa - Q9Bzs1

Артикул: CM0005107



введение

Кроличье моноклональное антитело против FOXP3 (Q9BZS1), валидированное для WB, IP, ELISA с перекрестной реактивностью с человеческими белками; нацелено на транскрипционный фактор forkhead, имеющий решающее значение для развития Treg и иммунного гомеостаза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против FOXP3
Примечания/Псевдонимы	JM2; AIID; IPEX; PIDX; XPID; DIETER; FOXP3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	50943
GeneID	50943
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9BZS1
Молекулярная масса белка	47 кДа
Доставка	Ледовый пакет