

Кроличья Поликлональная Антитело К Fut4 Для Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P22083

Артикул: CM0024003

введение

Кроличье поликлональное антитело, направленное против человеческого FUT4 (CD15/LeX). Подходит для WB, IF-P, IHC-P и ELISA; имеет перекрестную реакцию с мышиными и крысиными белками. Изучайте биологию фукозилтрансфераз в процессе миграции лейкоцитов и развитии организма.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	FUT4 кроличья поликлональная антитело
Примечания/Алиасы	LeX, CD15, ELFT, FCT3A, FUTIV, SSEA-1, FUC-TIV, FUT4
Вид	Человек
GeneID (человек)	2526
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 186-331 человеческого FUT4 (NP_002024.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P22083
Молекулярная масса белка	59кДа
Доставка	Сумка-холодильник