


Поликлональное Антитело Anti-Fzd6 Для Wb, Elisa — O60353

Артикул: CM0015146



введение

Поликлональное кроличье антитело, нацеленное на Frizzled-6 человека (FZD6), подходит для WB и ELISA; перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы. Полезно для исследований Wnt-сигналинга и планарной клеточной полярности.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	FZD6 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	FZ6; FZ-6; HFZ6; NDNC1; NDNC10; FZD6
Вид	Человек
GeneID (человек)	8323
GeneID	8323
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 19-201 человеческого FZD6 (NP_003497.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Мышь, крыса
SWISS	O60353
Молекулярная масса белка	79 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом