

Кроличья Поликлональная Антитела Против Fzd7 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - O75084

Артикул: CM0030112



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против человеческого Frizzled-7 (FZD7). Валидированы для Вестерн-блоттинга и ИФА, детектируют человеческий и мышиный FZD7 (предсказанная масса 64 кДа). Идеальны для исследований сигнального пути Wnt и разработки диагностических методов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	FZD7 Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	FzE3; FZD7
Вид	Человек
GeneID (Человек)	8324
GeneID	8324
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-260 человеческого FZD7 (NP_003498.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	O75084
Молекулярная масса белка	64 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом