

Кроличье Поликлональное Антитело Против Fzd9 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - O00144

Артикул: CM0030508

введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого Frizzled-9 (FZD9, CD349), валидировано для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА. Реагирует с образцами человека, мыши и крысы. Идеально для исследований сигнального пути Wnt и нейроразвития.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FZD9 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	FZD3, CD349, FZD9
Вид	Человек
ID гена (Человек)	8326
ID гена	8326
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 469-591 человеческого FZD9 (NP_003499.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O00144
Молекулярная масса белка	64 кДа
Доставка	В пакете со льдом