

Поликлональная Кроличья Антитело К G2E3 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q7L622

Артикул: CM0017357

введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий G2E3 — E3-убиквитин-лигазу, катализирующую моноубиквитинирование гистона H3K14. Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА; перекрестно реагирует с антигенами человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований хроматина и клеточного цикла.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	G2E3 кроличья поликлональная антитело
Примечания/Псевдонимы	RNF7B; KIAA1333; G2E3
Вид	Человек
ID гена (человек)	55632
ID гена	55632
Иммуноген	Рекомбинантный слиянный белок, содержащий последовательность аминокислот 1-180 человеческого G2E3 (NP_060239.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q7L622
Молекулярная масса белка	81 кДа
Доставка	Холодовой пакет