

Кроличья Моноклональная Антитела К G6Pd Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Ифа — P11413

Артикул: CM0011775



введение

Высокоаффинная кроличья моноклональная антитела к человеческому G6PD, валидированная для WB, IHC-P, IF/ICC и ИФА. Обнаруживает G6PD человека, мыши и крысы. Подходит для исследований метаболических путей и биологии редокс-процессов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья моноклональная антитела к G6PD
Примечания/Альяс	G6PD1
Вид	Человек
GeneID (человек)	2539
GeneID	2539
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 416–515 человеческого G6PD (NP_001035810.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P11413
Молекулярная масса белка	60 кДа
Доставка	Холодильный пакет