

Поликлональное Антитело Против Gabrb1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q06547

Артикул: CM0029636

введение

Кроличье поликлональное антитело к GABPB1, фактору транскрипции, регулирующему ядерно-кодируемые митохондриальные гены. Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА; перекрестно реагирует с человеческим и мышинным белком; 42 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GABPB1 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	E4TF1; GABPB; BABPB2; E4TF1B; GABPB2; NRF2B1; NRF2B2; GABPB-1; E4TF1-47; E4TF1-53; GABPB1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2553
GeneID	2553
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 231-395 человеческого белка GABPB1 (NP_005245.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q06547
Молекулярная масса белка	42 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом