


Антитела Кролика Против Gabrr1 (Поликлональные) Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P24046

Артикул: CM0026692



введение

Поликлональные антитела кролика против GABRR1, валидированные для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Распознают GABRR1 человека, мыши и крысы (субъединица rho-1 ГАМК-рецептора). Подходят для исследований нейротрансмиссии в сетчатке и мозжечке.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GABRR1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	GABRR1
Вид	Человек
ID гена (человек)	2569
ID гена	2569
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 365-465 человеческого GABRR1 (NP_002033.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P24046
Молекулярный вес белка	56 кДа
Доставка	Сумка со льдом