


Поликлональные Антитела Anti-Gad67/Gad1 Для Wb, If-P, Elisa - Q99259

Артикул: CM0030383



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого GAD67/GAD1 (фермента синтеза ГАМК), для WB, IF-P, ELISA. Реагируют с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Идеально подходят для исследований в области нейронауки и диабета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GAD67/GAD1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	GAD; SCP; CPSQ1; DEE89
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2571
GeneID	2571
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 141-240 человеческого GAD67/GAD1 (NP_000808.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q99259
Молекулярный вес белка	67 кДа
Доставка	Сумка со льдом