


Кроличье Моноклональное Антитело Против Галектина 3/Lgals3 Для Вб, Иф/Икк, Ип, Пцф, Ифа — P17931

Артикул: CM0008421



введение

Кроличье моноклональное антитело к человеческому галектину-3/LGALS3, валидированное для применения в ВБ, ИФ/ИКК, ИП, ПЦФ и ИФА. Обнаруживает галектин-3 человека и мыши. Подходит для изучения лектинопосредованных процессов, воспаления и исследования онкологических заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное кроличье антитело к галектину 3/LGALS3
Примечания/синонимы	L31; GAL3; MAC2; CBP35; GALBP; GALIG; LGALS2
Вид	Человек
ID гена (человек)	3958
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 1-250 человеческого галектина 3/LGALS3 (NP_002297.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИКК, ИП, ПЦФ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P17931
Молекулярная масса белка	26 кДа
Доставка	С ледяным пакетом