


Моноклональное Антитело Против Gata1 Для Вестерн-Блоттинга, Ип И Ифа - P15976

Артикул: CM0003945



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого GATA1, подходящее для Вестерн-блоттинга (WB), ИП и ИФА. Иммуноген: синтетический пептид в пределах аминокислот 1-100. Использование в исследованиях: транскрипционная регуляция в развитии эритроидных клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GATA1 Rabbit mAb
Примечания/Псевдонимы	GF1; GF-1; NFE1; XLTT; ERYF1; NF-E1; XLANP; XLTDA; GATA-1; HAEADA; GATA1
Вид	Человек
ID гена	2623
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого GATA1 (NP_002040.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P15976
Молекулярный вес белка	43 кДа
Доставка	Сумка со льдом