

Кроличье Моноклональное Антитело Против Gata3 Для Вестерн-Блоттинга, Иммунопреципитации, Elisa, Chip, Chip-Seq - P23771

Артикул: CM0002850



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на GATA3, валидированное для вестерн-блоттинга, иммунопреципитации, ELISA, ChIP и ChIP-seq на образцах человека и мыши. Идеально для исследований дифференцировки Th2 и репрограммирования макрофагов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GATA3 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	HDR; HDRS; GATA3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2625
GeneID	2625
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-200 человеческого GATA3 (P23771).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунопреципитация, ELISA, ChIP, ChIP-seq
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P23771
Молекулярная масса белка	48 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом