


Кроличья Поликлональная Антитела Против Gcn2 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - Q9P2K8

Артикул: CM0026279



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого GCN2 (EIF2AK4), подходящие для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуоцитохимии, ELISA. Перекрестно реагируют с мышинным и крысиным белком. GCN2 — это киназа, чувствительная к стрессу, которая фосфорилирует eIF-2 α , регулируя трансляцию во время дефицита аминокислот.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи pAb против GCN2
Примечания/Альтернативные названия	GCN2; PVOD2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	440275
GeneID	440275
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-300 человеческого GCN2 (NP_001013725.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9P2K8
Молекулярная масса белка	187 кДа
Условия доставки	С охлаждающим элементом