


Поликлональные Антитела Против Gdf-8/Миостатина Для Вб, Игх-П, Ифа - O14793

Артикул: CM0029826



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против GDF-8/миостатина, валидированные для вестерн-блоттинга, иммуногистохимии и ИФА. Подходят для образцов человека, мыши и крысы. Идеальны для исследований роста мышц.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GDF-8/миостатин кроличьи поликлональные антитела
Примечания/Алиасы	GDF8; MSLHP; GDF-8/миостатин
Вид	Человек
ID гена (человек)	2660
ID гена	2660
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 267-375 человеческого GDF-8/миостатина (NP_005250.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	O14793
Молекулярная масса белка	43 кДа
Доставка	Аккумулятор холода