

Кроличье Поликлональное Антитело Против Gemin 2 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - O14893

Артикул: CM0027166



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на Gemin 2 (SIP1), валидировано для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФА на образцах человека, мыши и крысы. Распознает компонент массой 32 кДа SMN-комплекса, необходимый для сборки snRNP и сплайсинга пре-мРНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело против Gemin 2
Примечания/Альтернативные названия	SIP1; SIP1-дельта; Gemin 2
Вид	Человек
GeneID (человек)	8487
GeneID	8487
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 180-280 белка Gemin 2 человека (NP_003607.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O14893
Молекулярная масса белка	32 кДа
Условия доставки	В сумке-холодильнике