

Кроличыи Поликлональные Антитела Anti-Gitr/Tnfrsf18 Для Wb, Elisa - Q9Y5U5

Артикул: CM0016500



введение

Кроличыи поликлональные антитела, полученные против человеческого GITR/TNFRSF18 (аминокислоты 26-255). Обнаруживают GITR человека и мыши с помощью WB и ELISA, подходят для изучения активации Т-клеток, передачи сигналов NF- κ B и биологии иммунных контрольных точек. SWISS: Q9Y5U5.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи поликлональные антитела GITR/TNFRSF18
Примечания/Синонимы	AITR; GITR; CD357; GITR-D; ENERGEN; GITR/TNFRSF18
Вид	Человек
GeneID (Человек)	8784
GeneID	8784
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 26-255 GITR/TNFRSF18 человека (NP_683699.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q9Y5U5
Молекулярная масса белка	26 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом