

Кроличье Поликлональное Антитело Против Gja8 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - P48165

Артикул: CM0023153

введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий белок GJA8 (Коннексин-50). Подходит для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуоцитохимии (IF/ICC) и иммуноферментного анализа (ELISA). Перекрестно реагирует с белками человека, мыши и крысы. Идеально для исследования щелевых контактов хрусталика глаза и катаракты.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GJA8 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	CAE; CAE1; CX50; CZP1; MP70; CTRCT1; GJA8
Вид	Человек
ID гена (Человек)	2703
ID гена	2703
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция/иммуоцитохимия (IF/ICC), иммуноферментный анализ (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P48165
Молекулярная масса белка	48 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом