

Кроличье Поликлональное Антитело Anti-Gli1 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — P08151

Артикул: CM0016348



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого GLI1, валидированное для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. GLI1 является ключевым активатором транскрипции сигнального пути Hedgehog, участвующим в развитии и онкологических процессах. Перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GLI1 Rabbit pAb
Примечания/псевдонимы	GLI; PPD1; PAPA8; GLI1
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	2735
Идентификатор гена	2735
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий аминокислотам 350–450 человеческого GLI1 (NP_001153517.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P08151
Молекулярная масса белка	118 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом