


Моноклональное Антитело Против Glp-1 Для If-P, Ihc-P, Elisa - P01275

Артикул: CM0006083



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий GLP-1. Валидировано для иммунофлуоресценции, иммуногистохимии и ELISA. Перекрестно реагирует с мышиным и крысиным белком. Подходит для исследований диабета, ожирения и метаболизма.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GLP-1 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	GLP1; GLP2; GRPP; GLP-1
Вид	Человек
GeneID	2641 (Человек)
Иммуноген	Синтетический пептид - синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 70-150 человеческого GLP-1 (P01275).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P01275
Молекулярная масса белка	21 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом