

Моноклональное Антитело Против Глюкагона Для If-P, IHC-P, Elisa — P01275

Артикул: CM0007091



введение

Кроличье моноклональное антитело к человеческому глюкагону, валидированное для IF-P, IHC-P и ELISA. Реагирует с человеческим, мышинным и крысиным глюкагоном. Ключевой инструмент для изучения сигнализации глюкагона в метаболизме глюкозы и исследования диабета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика к глюкагону
Примечания/алиасы	GLP1; GLP2; GRPP; GLP-1; Glucagon
Вид	Человек
GeneID (человек)	2641
GeneID	2641
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в аминокислотах 1-100 человеческого глюкагона (NP_002045.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P01275
Молекулярная масса белка	21 кДа
Доставка	Холодильный пакет