


Кроличья Поликлональная Антитело Против Glut4 Для Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P14672

Артикул: CM0026099



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против GLUT4 (SLC2A4), валидированное для применения в методах WB, IF, IHC-P, ELISA на материале человека, мыши и крысы. Необходимый инструмент для исследования инсулинрегулируемого транспорта глюкозы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GLUT4 Rabbit pAb
Примечания/Синонимы	GLUT4
Вид	Человек
ID гена (человек)	6517
ID гена	6517
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 450-509 человеческого GLUT4 (NP_001033.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P14672
Молекулярная масса белка	55 кДа
Доставка	С ледяным пакетом