


Поликлональные Антитела Против Глутаминсинтетазы (Glul) Для Вб, Игг-П, Иф/Икк, Ифа — P15104

Артикул: CM0026682



введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческой глутаминсинтетазе (GLUL), валидированные для ВБ, ИГГ-П, ИФ/ИКК, ИФА. Перекрестно реагируют с мышиными и крысиными белками. Подходят для изучения метаболизма глутамина, детоксикации аммиака и ангиогенеза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Глутаминсинтетаза (GLUL) кроличьи поликлональные антитела
Примечания/псевдонимы	GS; GLNS; PIG43; PIG59; L)
Вид	Человек
ID гена (человек)	2752
ID гена	2752
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 1-373 глутаминсинтетазы человека (GLUL) (NP_002056.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИГГ-П, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P15104
Молекулярная масса белка	42 кДа
Доставка	Хладоэлемент